

Anticorpo Policlonale Anti-Muc6 Per Wb, Elisa - Q6W4X9

Numero articolo: CM0022022

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MUC6 umano (mucina gastrica-6). Validato per WB ed ELISA; cross-reagisce con il topo. Utile per la ricerca sulla citoprotezione mucosale, la patologia da H. pylori e l'analisi dei marcatori tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MUC6 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MUC-6; MUC6
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4588
Gene ID	4588
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 33-298 di MUC6 umano. (NP_005952.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q6W4X9
Peso proteico	257KDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio