


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mucina 5Ac Per Wb Ed Elisa - P98088

Numero articolo: CM0021343



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che rileva la Mucina 5AC, una glicoproteina secreta di 586kDa. Validato in WB ed ELISA, reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla mucina, studi respiratori/gastrici e sviluppo di IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Mucina 5AC Rabbit pAb
Note/Alias	TBM; leB; MUC5; mucin; Mucin 5AC (MUC5AC)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4586
GeneID	4586
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1550-1900 della Mucina 5AC umana (MUC5AC) (NP_001291288.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P98088
Peso Molecolare Proteico	586kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio