

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Multimerin-1 (Mmrn1) Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13201

Numero articolo: CM0029038

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce la Multimerin-1 (MMRN1) umana, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con MMRN1 umana e murina. Ideale per la ricerca in biologia piastrinica, trombosi ed emostasi vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MMRN1 pAb di Coniglio
Osservazioni/Alias	ECM; MMRN; GPIa*; EMILIN4; MMRN1
Specie	Umana
ID Gene	22915
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1083-1228 di MMRN1 umana (NP_031377.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Murina
SWISS	Q13201
Peso Proteico	138kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio