

## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mum1 Per If-P, Ihc-P, Elisa - Q15306

Numero articolo: CM0006764



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che targeting IRF4 umano (MUM1/LSIRF), un fattore di trascrizione critico per la segnalazione delle cellule linfoidi e le risposte immunitarie. Validato per applicazioni IF-P, IHC-P ed ELISA.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | MUM1 Rabbit mAb                                                                                                                 |
| Osservazioni/Alias    | MUM1, LSIRF, SHEP8, NF-EM5, IRF4                                                                                                |
| Specie                | Umano                                                                                                                           |
| GeneID (Umano)        | 3662                                                                                                                            |
| GeneID                | 3662                                                                                                                            |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 351-451 di IRF4 umano (NP_001182215.1) |
| Fonte                 | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                           |
| Applicazione          | IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                              |
| Reattività Incrociata | Umano                                                                                                                           |
| SWISS                 | Q15306                                                                                                                          |
| Peso Proteico         | 52kDa                                                                                                                           |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                              |