

## Anticorpo Policlonale Anti-Mus81 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ny9

Numero articolo: CM0027067



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting MUS81 umano, una endonucleasi specifica per la struttura coinvolta nella riparazione del DNA e nella stabilità del genoma. Adatto per WB, IHC-P, ELISA; cross-reattività con umano, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro        | Valore                                                                                                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto    | MUS81 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Note/Alias       | SLX3; MUS81                                                                                                                 |
| Specie           | Umano                                                                                                                       |
| GeneID (Umano)   | 80198                                                                                                                       |
| GeneID           | 80198                                                                                                                       |
| Immunogeno       | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-350 di MUS81 umano (NP_079404.3). |
| Sorgente         | Coniglio                                                                                                                    |
| Categoria        | Anticorpi Policlonali                                                                                                       |
| Applicazione     | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                            |
| Cross Reattività | Umano, Mouse, Ratto                                                                                                         |
| SWISS            | Q96NY9                                                                                                                      |
| Peso Proteico    | 61kDa                                                                                                                       |
| Spedizione       | Borsa del ghiaccio                                                                                                          |