

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Musashi-1 (Msi1) Per Wb, If/Icc, Elisa - O43347

Numero articolo: CM0004984

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Musashi-1 (MSI1) validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce con uomo e topo. Bersaglia l'estremità N-terminale (aa 1-100) di questa proteina legante l'RNA di 39 kDa coinvolta nel mantenimento delle cellule staminali e nella via di segnalazione Notch.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Musashi-1 (MSI1) Rabbit mAb
Note/Alias	MSI1; proteina legante RNA musashi 1; Musashi-1 (MSI1)
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	4440
GeneID	4440
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 1-100 della MSI1 umana (O43347).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	O43347
Peso proteico	39 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio