

Anti-Musashi-1 (Msi1) Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - O43347

Numero articolo: CM0026951

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Musashi-1 (MSI1) umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulle cellule staminali e la neurobiologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Musashi-1 (MSI1) Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	MSI1; Musashi-1 (MSI1)
Specie	Umano
ID Gene	4440
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 200-362 di Musashi-1 (MSI1) umano (NP_002433.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43347
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio