


Anti-Musashi-2 (Msi2) Anticorpo Monoclonale Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Dh6

Numero articolo: CM0002088



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Musashi-2 (MSI2) di alta qualità convalidato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio della manutenzione delle cellule staminali e della regolazione traduzionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	Musashi-2 (MSI2) mAb Coniglio
Note/Alias	MSI2H; Musashi-2 (MSI2)
Specie	Umano
GeneID (umano)	124540
GeneID	124540
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 200-300 di Musashi-2 umano (MSI2) (Q96DH6).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q96DH6
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio