


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Musashi-2 (Msi2) Per Wb, Elisa - Q96Dh6

Numero articolo: CM0030292



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro Musashi-2 (MSI2) per WB ed ELISA. Convalidato per uomo e topo, peso proteico 35kDa. Ideale per la ricerca sulle cellule staminali e le neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Musashi-2 (MSI2) Rabbit pAb
Note/Alias	MSI2H; Musashi-2 (MSI2)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	124540
GeneID	124540
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-80 della Musashi-2 umana (MSI2) (NP_620412.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q96DH6
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio