


Anticorpo Monoclonale Anti-Muscarinic Achr M2 (Acm2) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P08172

Numero articolo: CM0004021



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro il recettore muscarinico dell'acetilcolina M2 (ACM2) umano. Adatto per WB, IHC-P, ELISA; reazione crociata con topo e ratto. Ideale per ricerche sulla segnalazione GPCR e neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Muscarinic AChR M2 (ACM2) Rabbit mAb
Note/Alias	HM2; Muscarinic AChR M2 (ACM2)
Specie	Umano
GeneID	1129
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 del recettore muscarinico dell'acetilcolina M2 (ACM2) umano (P08172)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08172
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio