


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Muscarinico Achr M2 (Acm2) Per Wb, Elisa - P08172

Numero articolo: CM0017838



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il recettore muscarinico AChR M2 umano (ACM2/CHRM2), validato per Western blotting ed ELISA. Ideale per la ricerca in neuroscienze e lo sviluppo di saggi IVD che coinvolgono questo recettore accoppiato a proteine G.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Muscarinico AChR M2 (ACM2)
Note/Alias	HM2; Recettore Muscarinico AChR M2 (ACM2)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1129
GeneID	1129
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 208-388 del recettore muscarinico AChR M2 umano (ACM2) (NP_001006629.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P08172
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio