

Anticorpo Policlonale Anti-Musk Per Wb, Elisa - O15146

Numero articolo: CM0026360



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MUSK umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per la ricerca sulla giunzione neuromuscolare e per studi sulla segnalazione sinaptica. Proteina di 97kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	MUSK Rabbit pAb
Note/Alias	CMS9; FADS; FADS1; MUSK
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4593
GeneID	4593
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 424-783 di MUSK umano (NP_001159752.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	O15146
Peso Proteico	97kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio