


Anticorpo Policlonale Anti-Mut Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P22033

Numero articolo: CM0028219



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la metilmalonil-CoA mutasi (MUT) umana per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo mitocondriale e sulle malattie metaboliche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MUT Rabbit pAb
Note/Alias	MCM; MUT
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4594
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 451-750 della MUT umana (NP_000246.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P22033
Peso Proteico	83kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio