

Anticorpo Policlonale Anti-Mutyh Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uif7

Numero articolo: CM0023266



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il MUTYH (MYH) umano, un enzima di riparazione del DNA. Validato per IHC-P, IF/ICC, ELISA e cross-reagisce con il ratto. Ideale per la ricerca sui danni ossidativi e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MUTYH Coniglio pAb
Note/Alias	MYH; MUTYH
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4595
Gene ID	4595
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-265 del MUTYH umano (NP_001041636.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q9UIF7
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio