


Anticorpo Policlonale Anti-Mvb12A Per Wb, Elisa - Q96Ey5

Numero articolo: CM0018986



introduzione

MVB12A Rabbit pAb, un anticorpo policlonale prodotto in coniglio contro l'MVB12A umano, è adatto per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il ratto ed è ideale per la ricerca sul complesso ESCRT-I e sul traffico endocitico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MVB12A Rabbit pAb
Note/Alias	CFBP; FAM125A; MVB12A
Specie	Umano
GeneID (umano)	93343
GeneID	93343
Immunogeno	Proteina Ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-273 dell'MVB12A umano (NP_612410.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Rat
SWISS	Q96EY5
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio