

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Mvd Per Wb E Elisa - P53602

Numero articolo: CM0002643



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro MVD (difosfomevalonato decarbossilasi) umana, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con la specie umana e ratto; peso molecolare 43 kDa. Adatto per ricerche sulla biosintesi del colesterolo e sulla via del mevalonato.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MVD Rabbit mAb
Note/Alias	MPD; MDDase; POROK7; FP17780; MVD
Specie	Umana
GeneID (Umana)	4597
GeneID	4597
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 250-350 della MVD umana (P53602).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Ratto
SWISS	P53602
Peso Proteico	43 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio