

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mvp Per Wb & Elisa - Q14764

Numero articolo: CM0002677



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-MVP di alta qualità validato per WB ed ELISA. Riconosce la proteina maggiore delle volte (MVP) umana, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul trasporto nucleocitoplasmatico, la resistenza ai farmaci e la trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)