


## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mxd1 (Wb, Elisa) - Q05195

Numero articolo: CM0030600



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a MXD1 umano (MAD). Validato per applicazioni WB ed ELISA. Adatto per la ricerca sulla repressione trascrizionale, l'antagonismo MYC e la regolazione della telomerasi. Reagisce incrociato con umano e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | MXD1 Rabbit pAb                                                                                                       |
| Osservazioni/Alias  | MAD; MAD1; BHLHC58; MXD1                                                                                              |
| Specie              | Umano                                                                                                                 |
| Gene ID (Umano)     | 4084                                                                                                                  |
| Gene ID             | 4084                                                                                                                  |
| Immunogeno          | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 di MXD1 umano (NP_002348.1). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                 |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                             |
| Reattività crociata | Umano, Ratto                                                                                                          |
| SWISS               | Q05195                                                                                                                |
| Peso proteico       | 25kDa                                                                                                                 |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                    |