

## Anticorpo Policlonale Su Coniglio Anti-Mxi1 Per Wb E Elisa - P50539

Numero articolo: CM0015834

### introduzione

Anticorpo policlonale su coniglio anti-MXI1 validato per Western blot e ELISA. Rileva MXI1 umano, murino e di ratto, un repressore trascrizionale che antagonizza MYC. Adatto per studi sul cancro e sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Descrizione                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | MXI1 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Note/Alias            | MXI; MAD2; MXD2; bHLHc11; MXI1                                                                                                |
| Specie                | Uomo                                                                                                                          |
| ID gene (Uomo)        | 4601                                                                                                                          |
| ID gene               | 4601                                                                                                                          |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 170-295 di MXI1 umano (NP_569157.2). |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria             | Anticorpi policlonali                                                                                                         |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Reattività incrociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                             |
| SWISS                 | P50539                                                                                                                        |
| Peso proteico         | 26 kDa                                                                                                                        |
| Spedizione            | Sacco di ghiaccio                                                                                                             |