

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mxi1 Per Wb, Elisa - P50539

Numero articolo: CM0027859

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MXI1 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Adatto per lo studio dell'antagonismo trascrizionale di MYC e della regolazione nucleosomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MXI1 Rabbit pAb
Note/Alias	MXI; MAD2; MXD2; bHLHc11; MXI1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4601
GeneID	4601
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 76-295 di MXI1 umano (NP_569157.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P50539
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio