

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Mybbp1A Per Wb - Q9Bqg0

Numero articolo: CM0026381

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit targeting MYBBP1A (P160/PAP2). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagisce con uomo, topo, ratto. Ideale per ricerche su trascrizione e biogenesi dei ribosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MYBBP1A Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	P160; PAP2; Pol5; MYBBP1A
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	10514
ID gene	10514
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1104-1328 di MYBBP1A umana (NP_055335.2).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9BQG0
Peso proteico	149kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio