

Anticorpo Policlonale Anti-Mybpc2 Per Wb, Elisa - Q14324

Numero articolo: CM0017318



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio MYBPC2 per applicazioni Western blot e ELISA. Rileva MYBPC2 umano, di topo e di ratto. Utile per lo studio della funzione delle proteine muscolari e della contrazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MYBPC2 Rabbit pAb
Note / Alias	MYBPC; MYBPCF; fsMyBP-C; MYBPC2
Specie	Uomo
GeneID (umano)	4606
GeneID	4606
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 912-1141 della MYBPC2 umana (NP_004524.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q14324
Peso proteico	128kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio