

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mybpc2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q14324

Numero articolo: CM0025994



introduzione

MYBPC2 Rabbit pAb, un anticorpo policlonale per WB, IHC-P, ELISA, riconosce la proteina legante la miosina di tipo rapido (128kDa) nell'uomo, nel topo e nel ratto. Ideale per studi sulla contrazione muscolare e sulle proteine strutturali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	MYBPC2 Rabbit pAb
Note/Alias	MYBPC; MYBPCF; fsMyBP-C; MYBPC2
Specie	Umano
GeneID	4606
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 912-1141 di MYBPC2 umano (NP_004524.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q14324
Peso Proteico	128kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio