


Anticorpo Policlonale Anti-Mybpc3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q14896

Numero articolo: CM0016963



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la MYBPC3 umana (proteina C legante la miosina cardiaca), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul muscolo cardiaco e la cardiomiopatia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MYBPC3 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	FHC; CMH4; CMD1MM; LVNC10; MYBP-C; cMyBP-C; MYBPC3
Specie	Umana
ID gene (Umano)	4607
ID gene	4607
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-400 della MYBPC3 umana (NP_000247.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q14896
Peso proteico	141kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio