


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mycbp Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q99417

Numero articolo: CM0026175



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-MYCBP validato per WB, IHC-P ed ELISA. Bersaglia la proteina legante c-Myc umana (AMY-1), un regolatore chiave dell'attività trascrizionale di MYC. Ideale per studi sui pathway tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MYCBP Rabbit pAb
Note/Alias	AMY-1; MYCBP
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	26292
ID Gene	26292
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-103 di MYCBP umano (NP_036465.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	Q99417
Peso Proteico	12kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio