


Anticorpo Monoclonale Anti-Myd88 Per Wb, Elisa - Q99836

Numero articolo: CM0006860



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-MyD88 umano, validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Essenziale per lo studio della segnalazione TLR/IL-1R e per le applicazioni di ricerca sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MyD88 Rabbit mAb
Note/Alias	WM1; IMD68; MYD88D; MyD88
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4615
Gene ID	4615
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 50-150 del MyD88 umano (NP_002459.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q99836
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio