

Anticorpo Monoclonale Anti-Myd88 Per Wb, Elisa - Q99836

Numero articolo: CM0006842

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro MyD88 umano, validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Essenziale per lo studio della segnalazione TLR/IL-1R e per le applicazioni di ricerca sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MyD88 Rabbit mAb
Note/alias	WM1; IMD68; MYD88D; MyD88
Specie	Umano
ID del gene (umano)	4615
ID del gene	4615
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 di MyD88 umano (NP_002459.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	Q99836
Peso della proteina	33 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante