


Anticorpo Policlonale Anti-Myd88 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q99836

Numero articolo: CM0014634



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro MyD88 umano (SWISS: Q99836). Validato per WB, IF/ICC ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione immunitaria innata TLR/IL-1R e sulle risposte infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MyD88 Rabbit pAb
Note/alias	WM1, IMD68, MYD88D, MyD88
Specie	Umano
GeneID (umano)	4615
GeneID	4615
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 20-140 di MyD88 umano (NP_002459.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q99836
Peso della proteina	33 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante