

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Myd88 [Convalidato Ko] Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q99836

Numero articolo: CM0003029



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato KO contro MyD88 umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'immunità innata e la segnalazione TLR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio anti-MyD88 [convalidato KO]
Note / Alias	WM1; IMD68; MYD88D; 88
Specie	Umana
ID gene (umano)	4615
ID gene	4615
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50 e 150 di MyD88 umano (NP_002459.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q99836
Peso proteico	15kDa/20kDa/28kDa/31kDa/33kDa/34kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio