


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Myd88 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q99836

Numero articolo: CM0015939



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MyD88, validato per WB, IHC-P, ELISA in campioni umani, murini e di ratto. MyD88 è un adattatore chiave nelle vie di segnalazione immunitaria innata TLR/IL-1R. Ideale per la ricerca in immunologia e sulle malattie infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MyD88 Rabbit pAb
Note/alias	WM1; IMD68; MYD88D; MyD88
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	4615
GeneID	4615
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-309 di MyD88 umano (NP_002459.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q99836
Peso della proteina	33 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante