


Anti-Myd88 Coniglio Polymab® Anticorpo Monoclonale Per Wb, Ip, Elisa - Q99836

Numero articolo: CM0004886



introduzione

Anticorpo monoclonale MyD88 Coniglio PolymAb® di alta qualità per WB, IP, ELISA. Rileva MyD88 umano e murino, un adattatore critico per la segnalazione immunitaria innata TLR/IL-1R. 33kDa. Q99836.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MyD88 Coniglio PolymAb®
Osservazioni/Alias	WM1; IMD68; MYD88D
Specie	Umano
GeneID	4615
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli aminoacidi 50-150 del MyD88 umano (NP_002459.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q99836
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio