

Anticorpo Policlonale Anti-Myef2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9P2K5

Numero articolo: CM0020821

introduzione

Anticorpo policlonale di alta qualità di coniglio anti-MYEF2 per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva MYEF2 in campioni umani, murini e di ratto. Ha come bersaglio il repressore trascrizionale del gene della mielina, supportando la ricerca neuroscientifica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MYEF2 Rabbit pAb
Note/Alias	MEF-2, MST156, myEF-2, MSTP156, HsT18564, MYEF2
Specie	Umano
GeneID	50804
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-120 di MYEF2 umano (NP_001288139.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9P2K5
Peso della proteina	64 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante