

Anticorpo Monoclonale Anti-Proteina Basica Della Mielina (Mbp) Per Wb - P02686

Numero articolo: CM0010485



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che bersaglia la proteina basica della mielina umana (MBP). Convalidato per WB, IF-P, IHC-P e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca nelle neuroscienze e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Proteina basica della mielina, mAb di coniglio
Note/Alias	MBP
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4155
GeneID	4155
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P02686
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio