

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Myelin Basic Protein (Mbp) Per Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P02686

Numero articolo: CM0019669



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro la Myelin Basic Protein (MBP) umana. Convalidato per WB, IHC-P, IF-P ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca in neuroscienze e sulla demielinizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-Myelin Basic Protein
Note/Alias	MBP; Myelin Basic Protein
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	4155
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-165 della Myelin Basic Protein umana (NP_001020272.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P02686
Peso della proteina	33 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante