


Anticorpo Monoclonale Mouse Anti-Proteina Basica Della Mielina Per Wb - P02686

Numero articolo: CM0012780



introduzione

Anticorpo monoclonale mouse anti-Proteina Basica della Mielina (MBP) per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, mouse, ratto. Rileva una banda a 33 kDa. Ideale per ricerche di neurobiologia e sclerosi multipla.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Myelin Basic Protein Mouse mAb
Note/Alias	MBP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4155
GeneID	4155
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-304 della Proteina Basica della Mielina umana (NP_001020272.1).
Fonte	Mouse
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P02686
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio