

Anticorpo Monoclonale Anti-Glicoproteina Oligodendrocitaria Mielinica Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q16653

Numero articolo: CM0012557

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si targeting sulla Glicoproteina Oligodendrocitaria Mielinica (MOG) umana, una proteina mielinica specifica del SNC e recettore del virus della rosolia. Adatto per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Glicoproteina oligodendrocitaria mielinica Coniglio mAb
Note/Alias	BTN6; BTNL11; MOGIG2; NRCLP7; Glicoproteina oligodendrocitaria mielinica
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4340
GeneID	4340
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16653
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio