

Anticorpo Monoclonale Anti-Myelin Protein Zero (Mpz) Per Wb - P25189

Numero articolo: CM0007560



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la Myelin Protein Zero (MPZ) umana per Western blot ed ELISA. Reagisce crociatamente con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla mielinizzazione del sistema nervoso periferico e sulle neuropatie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	mAb di coniglio contro la Myelin Protein Zero (MPZ)
Note/Alias	P0; CHM; DSS; MPP; CHN2; CMT1; CMT1B; CMT2I; CMT2J; CMT4E; CMTDI3; CMTDID; HMSNIB; Myelin Protein Zero (MPZ)
Specie	Uomo
GeneID (umano)	4359
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 149-248 della Myelin Protein Zero (MPZ) umana (NP_000521.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P25189
Peso della proteina	28 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante