

Anticorpo Policlonale Anti-Proteina Zero Della Mielina (Mpz) Per Wb, Elisa - P25189

Numero articolo: CM0021694



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Proteina Zero della Mielina (MPZ) umana per Western blot (WB) ed ELISA. Validato su umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla mielinizzazione del nervo periferico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	Proteina Zero della Mielina (MPZ) Coniglio pAb
Note/Alias	P0; CHM; DSS; MPP; CHN2; CMT1; CMT1B; CMT2I; CMT2J; CMT4E; CMTDI3; CMTDID; HMSNIB; Proteina Zero della Mielina (MPZ)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4359
ID Gene	4359
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-153 della Proteina Zero della Mielina (MPZ) umana (NP_000521.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P25189
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio