


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mieloblastina (Proteinasi 3/Pr3) Per If-P, Elisa - P24158

Numero articolo: CM0003868



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità mirato alla Proteinasi 3 umana (PR3/Mieloblastina). Validato per IF-P ed ELISA. Riconosce una serin proteasi dei neutrofili, un importante autoantigene c-ANCA. - P24158

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Proteinasi 3/PR3
Osservazioni/Alias	MBN; MBT; NP4; P29; PR3; ACPA; AGP7; NP-4; PR-3; CANCA; C-ANCA; Proteinasi 3/PR3
Specie	Umano
GenelD (Umano)	5657
GenelD	5657
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della Proteinasi 3/PR3 umana (P24158).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P24158
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante