

Anti-Mieloperossidasi (Mpo) Mab Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P05164

Numero articolo: CM0006460



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la mieloperossidasi umana (MPO), validato per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Rileva la MPO da campioni umani, di topo e di ratto—ideale per la ricerca sull'infiammazione e sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Mieloperossidasi (MPO) mAb di Coniglio
Note/Alias	MPO; mieloperossidasi; Mieloperossidasi (MPO)
Specie	Umano
GeneID (umano)	4353
GeneID	4353
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P05164
Peso Proteico	84 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio