

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Contro La Mieloperossidasi (Mpo) Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05164

Numero articolo: CM0013890



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la mieloperossidasi umana (MPO), validato per WB, IHC-P, IF-P e ELISA. Rileva la MPO in campioni umani, di topo e ratto. Adatto per studi sulla formazione di trappole extracellulari dei neutrofili (NET), immunità innata e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Mieloperossidasi (MPO) Rabbit pAb
Note/Alias	MPO; Mieloperossidasi (MPO)
Specie	Umana
ID gene (Umano)	4353
ID gene	4353
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 606-745 della mieloperossidasi umana (MPO) (NP_000241.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P05164
Peso proteico	84kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio