

Anticorpo Policlonale Anti-Myh1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P12882

Numero articolo: CM0025873

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la proteina umana MYH1 (miosina-1, MyHC-2x). Validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e ratto. Adatto per ricerche sulla funzione uditiva e muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MYH1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	MYHa; HEL71; MYHSA1; MyHC-2x; MyHC-2X/D; MYH1
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	4619
GeneID	4619
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 della MYH1 umana (NP_005954.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P12882
Peso proteico	223 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio