

Anticorpo Policlonale Anti-Myh13 Per Wb, If-P, Elisa - Q9UKx3

Numero articolo: CM0017603

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MYH13 (Miosina-13) umano, validato per Western blot, immunofluorescenza e ELISA; presenta reazione crociata con topo e ratto. Ideale per lo studio della contrazione a contrazione rapida del muscolo striato nei muscoli extraoculari e laringei.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MYH13 pAb di coniglio
Note/Alias	MyHC-eo; MyHC-III; MYH13
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	8735
GeneID	8735
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1240-1320 di MYH13 umano (NP_003793.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reazione crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9UKX3
Peso proteico	224 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio