


Anticorpo Policlonale Anti-Myh14 Per Wb, Elisa - Q7Z406

Numero articolo: CM0029815



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MYH14 umano (miosina-14), adatto per WB ed ELISA, con reattività crociata con uomo e ratto. Uno strumento chiave per lo studio della miosina IIc non muscolare nella forma cellulare e nella citochinesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MYH14 Rabbit pAb
Note/Alias	DFNA4, MHC16, MYH17, PNMHH, DFNA4A, miosina, FP17425, NMHC II-C, NMHC-II-C, MYH14
Specie	Umana
GeneID (Umano)	79784
GeneID	79784
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 600-700 di MYH14 umano (NP_079005.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q7Z406
Peso proteico	228kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio