

Anticorpo Policlonale Anti-Myh4 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Y623

Numero articolo: CM0024560

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia MYH4 umano (Miosina-4, MyHC-2b). Validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reagisce in modo crociato con uomo, topo, ratto. Per studi sulla contrazione muscolare scheletrica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MYH4 pAb di coniglio
Note/Alias	MYH2B; MyHC-2B; MyHC-IIb; MYH4
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	4622
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1500-1600 di MYH4 umano (NP_060003.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y623
Peso proteico	223 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio