

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Myh4/Myh2B Per Wb - Q9Y623

Numero articolo: CM0011555

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità diretto contro la miosina-4 (MYH4/MyHC-IIb) per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto. 223 kDa. Ideale per la ricerca muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MYH4 Rabbit mAb
Note/Alias	MYH2B; MyHC-2B; MyHC-IIb
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4622
GeneID	4622
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1500-1600 della MYH4 umana (NP_060003.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9Y623
Peso della proteina	223 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante