


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Myh6/A-Mhc - Q02566

Numero articolo: CM0026875



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro MYH6/α-MHC (Miosina-6) di topo per WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul muscolo cardiaco.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MYH6/α-MHC Coniglio pAb
Note/Alias	Myhca; Myhc-a; alphaMHC; alpha-MHC; A830009F23Rik
Specie	Topo
GeneID (Umano)	4624
GeneID	17888
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q02566
Peso proteico	224kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio