

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Myh7 - P12883

Numero articolo: CM0024256



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro MYH7 umano (miosina-7), una proteina motoria muscolare cardiaca/scheletrica lenta. Validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Adatto per studi sulla contrazione muscolare e sulla cardiomiopatia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MYH7 Rabbit pAb
Note/Alias	CMH1, MPD1, SPMD, SPMM, CMD1S, MYHCB, CMYP7A, CMYP7B, MYH7
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4625
ID Gene	4625
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1240-1340 di MYH7 umano (NP_000248.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P12883
Peso Proteico	223 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio