

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Myh7B Per Wb, Elisa - A7E2Y1

Numero articolo: CM0002346

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che targeting MYH7B umana (miosina-7B, MYH14), validato per Western blot e ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Adatto per studi sulla contrazione muscolare e sulla biologia cardiaca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MYH7B Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	MHC14; MYH14; IncMYH7b; MYH7B
Specie	Umano
GenelD (Umano)	57644
GenelD	57644
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1750-1983 di MYH7B umana (NP_065935.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	A7E2Y1
Peso Proteico	226 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio