

Anticorpo Monoclonale Anti-Myh7/ β -Mhc Per Wb, Elisa - P12883

Numero articolo: CM0006964



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro MYH7/ β -MHC umano (catena pesante della miosina 7). Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per lo studio della contrazione muscolare e della cardiomiopatia. Peso molecolare previsto 223 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio anti-MYH7/ β -MHC
Note/Alias	CMH1; MPD1; SPMD; SPMM; CMD1S; MYHCB; CMYP7A; CMYP7B; MYH7/ β -MHC
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4625
ID Gene	4625
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1700-1800 di MYH7/ β -MHC umano (NP_000248.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P12883
Peso Proteico	223kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio